

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA

Salviette igienizzanti Easy Clean

Salviette umidificate per la pulizia e igienizzazione esterna delle mammelle e dell'apparato riproduttivo

PROPRIETA':

Il liquido di cui sono imbevute le salviette ha le seguenti proprietà:

- per l'azione igienizzante vengono coniugati tre elementi con elevato potere antisettico:

Gluconato di Chlorexidina al 0,5% è un agente antibatterico ad ampio spettro. E' sicuro ed ha una tolleranza locale corretta.

L'**Imidazolidinyl Urea**, presenta un'elevata solubilità in acqua ed ha un'azione indipendente al pH. Non è tossico e non è irritante. E' attivo nei confronti dei microrganismi Gram-positivi e Gram-negativi e selettivo nei confronti di funghi e lieviti.

Metilisotiazolinonas presenta un'efficacia selettiva nei confronti di funghi e lieviti.

Il liquido, una volta a contatto con la zona desiderata, agisce come batteriostatico, impedendo la contaminazione batterica.

Non ha azione spermicida.

Inoltre, presenta delicate proprietà emulsionanti per una pulizia e igiene senza irritazione o tossicità.

<u>Supporto:</u>	TERMOLINE 9625
Colore:	bianco
Grammatura:	25g/m ² ±10%
Dimensione:	24 x 20 cm
N. strappi:	800
Biodegradabilità:	superiore al 90%

INDICAZIONI:

Per la preventiva igiene delle parti esterne dell'apparato riproduttivo e delle mammelle.

MODALITA' D'IMPIEGO:

Pulire con una o due salviette la zona desiderata, specialmente le mammelle per prevenire l'insorgere di mastiti.

AVVERTENZE: non disperdere il contenitore nell'ambiente.

Distribuito da: **GENETICA 2000 – VIA MASACCIO, 11 – 42100 MANCASALE (RE)**
Tel 0522/271264 – Fax 0522/271264 – genetica2000@farmit.com – www.semenitaly.com